



Breezy®

Premium products. Quality service.

BasiX<sup>2</sup>™



# Breezy non tradisce!

La nuova Breezy BasiX<sup>2</sup>, della famiglia XFamily<sup>2</sup>, è stata perfezionata per offrire una migliore efficienza.

Breezy è affidabilità.

Materiali resistenti, sicurezza su ogni terreno, uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

Funzionalità migliorate per una postura migliore dell'utente e per maggiore sicurezza.

La nuova Breezy BasiX<sup>2</sup> ha passato il Crash-test secondo la normativa ISO 7176-19.




# BasiX<sup>2</sup><sup>™</sup>

Regolazioni e rigidità  
migliorate combinate ad un  
look più moderno!



Il nuovo telaio offre una migliore regolazione della profondità di seduta (regolabile da 41 a 46 cm).



Telo schienale a tensione regolabile ora regolabile in altezza da 41 a 46 cm.



Il nuovo supporto più robusto della ruotina anteriore offre una migliore rigidità e un aspetto migliore (0°, 3° e 6°).

## Accessori



Ruotine antiribaltamento (swing away; regolabili)



Pedane elevabili



Supporto per amputati

## Specifiche Tecniche

	Breezy Basix <sup>2</sup>
Larghezza seduta	38 - 48 cm
Profondità seduta	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Altezza seduta	42,5 - 51 cm
Inclinazione della seduta	da 0° a 6°
Altezza schienale	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Inclinazione dello schienale	12° (7° - 30° con schienale reclinabile)
Pendenza massima	10°
Regolazione del Centro di gravità	da 5 cm a -5 cm
Telo schienale regolabile	sì
Braccioli	regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe
Colore	Grigio
Peso	da 14,9 kg
Portata massima	125 kg