

Permobil

# Progeo Basic Light

Pieghevole leggera  
Light folding frame



Alluminio  
Aluminium



Pieghevole  
Foldable



Regolabile  
Adjustable

permobil

progeo  
ACTIVE DESIGN

# Affidabilità e massima adattabilità.

Una carrozzina leggera pieghevole in lega di alluminio di ottima qualità che si caratterizza per affidabilità, massima adattabilità e svariati accessori di serie.


# Reliability and maximum adaptability.

A high-quality aluminium alloy light and folding wheelchair that marks out for reliability, adaptability, and several accessories as standard.



## Progeo Basic Light

### Dati tecnici Technical data

	LS 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 54 cm LT = LS+20 cm		PS 40 - 42.5 - 45 cm	
	HA 40 ÷ 53 cm HP 38 ÷ 53 cm	Regolabile Adjustable		1 - 3 - 5 cm Regolabile Adjustable
	TS 27 ÷ 47 cm	Regolabile Adjustable		84° - 90° - 96° Alla seduta Regolabile To the seat Adjustable
	30 ÷ 52 cm	Regolabile Adjustable		105°
	0°			30 cm Minimo Minimum
	97 cm	Configurazione standard Standard configuration		15.8 Kg A partire da Starting from
	9 Kg	A partire da Starting from		125 Kg

Permobil si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie senza preavviso.  
Permobil reserves the right to change specifications and design without prior notice.

Personalizza il tuo viaggio  
Personalise your ride

BLU  
CHINA  
BLUE  
CHINA

ROSSO  
PERLATO  
PEARL  
RED





1.

Vista di lato.  
Side view.



2.

Molte opzioni disponibili, tra le quali, sistema monoguida e pedane elevabili.  
Several available options, among which, one-hand-drive and elevating leg rests.



3.

Versione Trendy, con spondine a parafango e braccioli tubolari girevoli ed estraibili.  
Version Trendy with mudguards and swing-away, removable tubular armrests.

**permobil**

**progeo**  
ACTIVE DESIGN

Vicolo Negrelli, 5, 31038  
Castagnole di Paese (TV) - Italy  
Tel. +39 0422 484657; +39 0422 480387  
customer\_support\_it@permobil.com

rehateamprogeo.com  
permobil.it



PROGEOBASICLIGHTQUARTER220713