

PERMOBIL F5

La nuova Permobil F5 è una carrozzina a trazione anteriore pensata per l'utente che vuole trascorrere tanto tempo all'aria aperta con un'autonomia di 32 km (in base all'utilizzo, tipologia di percorso e peso dell'utente l'autonomia massima può variare) e una velocità massima di 12 km/h. Consente un basculamento anteriore di 45° e offre ottime prestazioni all'esterno e una buona manovrabilità negli ambienti domestici.



Manovrabilità e comfort di guida

Permobil F5 è la soluzione ideale per gli utenti che vogliono utilizzare la carrozzina sia negli spazi domestici che all'aria aperta. È semplice da manovrare grazie al ridotto raggio di sterzata. La sospensione Smooth assicura una guida comoda soprattutto in esterno nelle aree urbane.

Corpus, il sistema di seduta più innovativo

Le principali caratteristiche del nuovo sedile Corpus sono il massimo livello di comfort, il posizionamento del bacino, la stabilità laterale e la corretta immersione. I nuovi cuscini Corpus presentano un alloggiamento per il bacino completamente rinnovato e sono realizzati con tessuto Stretch-Air e schiuma a due strati sullo schienale. Dotata di BODYNATURAL, l'esclusivo sistema di Permobil, progettato per armonizzare e combinare i movimenti delle funzioni elettriche del sedile seguendo i movimenti naturali del corpo.

Permobil F5

Grazie alla tecnologia Active Reach, che combina un'elevazione della seduta di 35 cm e il basculamento in avanti di 45°, la carrozzina permette all'utente di raggiungere più facilmente oggetti, mobili posizionati in alto e facilitare il trasferimento. L'elettronica espandibile R-Net permette l'installazione di comandi alternativi di guida o comandi per il controllo ambientale. Le ruote piroettanti assicurano maggiore manovrabilità a basse velocità e maggiore stabilità a velocità elevate.



PERMOBIL F5

DATI TECNICI	
VELOCITÀ MASSIMA	12 km/h
AUTONOMIA	32 km
PORTATA	136 kg
DIAMETRO MINIMO DI STERZATA	152,5 cm
SUPERAMENTO OSTACOLI	7,5 cm
LUNGHEZZA DELLA BASE	96,5 cm (senza antiribaltamento)
LUNGHEZZA DELLA BASE	106,5 cm (con antiribaltamento)
LARGHEZZA DELLA BASE	64,8 cm
ALTEZZA DA SEDILE A PAVIMENTO	44,5 cm
PROFONDITÀ SEDILE	37 - 57 cm
LARGHEZZA SEDILE	42 - 57 cm
ALTEZZA SCHIENALE	47 - 67 cm
LARGHEZZA SCHIENALE	36 - 51 cm
ELEVAZIONE ELETTRICA	35 cm
BASCULAMENTO POSTERIORE ELETTRICO	50°
BASCULAMENTO ANTERIORE ELETTRICO	5° / 10° / 20° / 45°
PESO CON BATTERIE	187 kg

